



ExoBand



# MOVEO S.R.L.

## MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

### Órtesis de cadera ExoBand

Versión: 2.2 – Fecha de la última versión del manual: mayo de 2022

#### Sumario

<b>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD</b> .....	<b>2</b>
<b>DATOS DEL FABRICANTE</b> .....	<b>2</b>
<b>ASISTENCIA AUTORIZADA</b> .....	<b>2</b>
<b>PRESENTACIÓN DEL MANUAL</b> .....	<b>2</b>
Convenciones .....	3
<b>SÍMBOLOS</b> .....	<b>4</b>
<b>GARANTÍA</b> .....	<b>4</b>
<b>NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD</b> .....	<b>5</b>
Advertencia .....	5
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SANITARIO</b> .....	<b>5</b>
<b>DATOS TÉCNICOS</b> .....	<b>6</b>
<b>USO PREVISTO Y USO NO PREVISTO DEL PRODUCTO</b> .....	<b>7</b>
Campo de aplicación y uso previsto .....	7
Uso no previsto .....	7
<b>Límites del producto sanitario</b> .....	<b>7</b>
<b>RIESGOS RESIDUALES</b> .....	<b>7</b>
Efectos secundarios .....	8
Contraindicaciones .....	8
<b>MANIPULACIÓN</b> .....	<b>8</b>
<b>USO</b> .....	<b>9</b>
Conservación .....	9
Uso .....	9
Precauciones .....	11
<b>MANTENIMIENTO</b> .....	<b>14</b>
Seguridad.....	14
Mantenimiento periódico .....	14
Lavado .....	16
Mantenimiento extraordinario.....	16
Eliminación .....	16

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El producto sanitario que se describe en esta documentación se acompaña, en el momento de su venta, de la declaración de conformidad, redactada de acuerdo con la legislación vigente en Europa.



### NOTA

*ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO SANITARIO DE CUALQUIER FORMA, COMPRUEBE QUE CUENTA CON UNA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.*

## DATOS DEL FABRICANTE

Nombre de la empresa	Moveo S.r.l.
Sede la la empresa:	Via Monsignor Fortin 37/38, 35128 Padua
Número de IVA	05236760285
Tel. Oficina	+39 049 261 44 27
Teléfono móvil	+39 3914590627
E-mail	<a href="mailto:info@moveowalks.com">info@moveowalks.com</a>
Sitio web	<a href="http://www.moveowalks.com">www.moveowalks.com</a>

## ASISTENCIA AUTORIZADA

**La asistencia de la órtesis de cadera sólo puede ser realizada por personal autorizado y cualificado de Moveo S.r.l. o su representante autorizado.**

## PRESENTACIÓN DEL MANUAL



### NOTA

*LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN CON EL PRODUCTO SANITARIO.*

Este manual contiene las instrucciones de uso y mantenimiento de la órtesis de cadera modelo ExoBand. El manual consta de varias secciones, cada una de las cuales abarca una serie de temas, divididos en capítulos y apartados.

El índice general enumera los temas tratados en todo el manual. Cada una de las páginas está numeradas de forma correlativa. Este manual está destinado al usuario responsable del uso, mantenimiento y almacenamiento de la órtesis de cadera y se refiere a su vida técnica después de su fabricación y venta.

Este manual contiene información de propiedad y no puede facilitarse, ni siquiera parcialmente, a terceros para ningún uso, sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.

Moveo S.r.l. declara que la información contenida en este manual es congruente con las especificaciones técnicas y de seguridad del producto sanitario al que se refiere el manual. Una copia conforme de este manual se encuentra en el archivo técnico del producto que conserva Moveo S.r.l.

Moveo S.r.l. no reconoce ninguna documentación que no haya sido producida, emitida o distribuida por Moveo S.r.l. o su representante autorizado.

Este manual, al igual que todo el archivo técnico, será conservado por el fabricante durante el periodo exigido por la ley.

Durante este periodo, se puede solicitar una copia de la documentación que acompaña al producto en el momento de la venta.

El archivo técnico completo está disponible durante este periodo exclusivamente para las autoridades de control, que pueden solicitar una copia.

Transcurrido este periodo, será obligación y cuidado de la persona que manipule el producto asegurarse de que tanto el producto como la documentación cumplan con la legislación vigente, de forma que pueda ser utilizado de acuerdo con lo establecido en esta.

### Convenciones

Para una comprensión más inmediata de los temas, en el manual se han adoptado los siguientes símbolos y convenciones gráficas y tipográficas.

#### Convenciones gráficas de advertencia

---



### NOTA

*LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE RESALTADA FUERA DEL TEXTO AL QUE SE REFIEREN*

---

---



### ATENCIÓN

*LAS INDICACIONES DE ATENCIÓN INDICAN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS CUYA INOBSERVANCIA TOTAL O PARCIAL PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN EL PRODUCTO SANITARIO Y EXPONER AL PACIENTE A UN PELIGRO.*

---

---



### PELIGRO

*LAS ADVERTENCIAS DE PELIGRO INDICAN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS CUYA INOBSERVANCIA TOTAL O PARCIAL PUEDE PROVOCAR DAÑOS O LESIONES A LA SALUD DEL PACIENTE O DE OTRAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS PROXIMIDADES.*

---

## SÍMBOLOS

	Número de lote
	Fecha de fabricación
	Fabricante
	Mandatario
	Lea el manual antes del uso
	Marca CE

## GARANTÍA

Las condiciones de la garantía, que se indican por completo en el contrato de compra, sólo son válidas si el producto sanitario se utiliza en las formas de uso previstas.

A excepción de las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario que se describen en el apartado **MANTENIMIENTO** y realizadas según los procedimientos indicados, cualquier reparación o modificación realizada en el producto por el usuario o por empresas no autorizadas invalidará la garantía.

La garantía no se extiende a los daños causados por la inexperiencia o negligencia en el uso del producto o por un mantenimiento incorrecto u omitido.

### Los productos que vendemos están cubiertos por la garantía con respecto a las siguientes condiciones:

1	<i>La garantía es válida durante un periodo de doce (12) meses para las personas jurídicas y de veinticuatro (24) meses para las personas físicas a partir de la fecha de la factura. La garantía de las piezas consumibles (componentes mecánicos) es válida por un periodo de seis (6) meses.</i>
2	<i>El fabricante se compromete a sustituir los productos defectuosos a su discreción, sólo después de una inspección cuidadosa y de haber detectado que hay problemas de fabricación.</i>
3	<i>Los gastos de transporte y/o envío en caso de uso incorrecto de los términos de la garantía correrán siempre a cargo del comprador.</i>
4	<i>Durante el periodo de garantía, los componentes sustituidos pasan a ser propiedad del fabricante.</i>
5	<i>Esta garantía sólo está disponible para el comprador original que haya cumplido con las instrucciones de mantenimiento normal del manual. Nuestra responsabilidad de garantía expira cuando: el propietario original transfiere la propiedad del producto, o se han realizado cambios en ella.</i>
6	<i>La garantía no cubre los daños ocasionados por un esfuerzo excesivo, como el uso del producto después de que se hayan detectado averías, el uso de métodos inadecuados o el incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.</i>
7	<i>El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por las dificultades que puedan surgir en la reventa o el uso en el extranjero debido a la normativa del país en el que se vende el producto sanitario.</i>

**Nota:** Si considera que es necesario hacer uso de la garantía, facilite la siguiente información:

1	Tipo
2	Fecha de compra (presentación del documento de compra)
3	Descripción detallada del problema

## NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

### Advertencia

En este capítulo se describen las normas generales de seguridad que deben observarse durante cualquier operación con el producto sanitario. Los procedimientos que se describen en los siguientes capítulos, deben realizarse respetando tanto lo indicado como las normas generales de seguridad de este capítulo.



### NOTA

*EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ACCIDENTES O DAÑOS DERIVADOS DEL USO INADECUADO DEL PRODUCTO SANITARIO, ASÍ COMO DE LA INOBSERVANCIA, INCLUSO PARCIAL, DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN DESCRITOS EN LOS MANUALES.*

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de los procedimientos de intervención, uso y mantenimiento del producto sanitario contenidos en el manual también invalida los términos de la garantía.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SANITARIO

### ADVERTENCIAS

El producto sanitario debe prescribirse y utilizarse bajo supervisión médica y el experto de referencia par su utilización es un técnico ortopédico, que es la figura competente tanto para la aplicación como para la información relativa a la seguridad de uso, según las necesidades individuales. Para garantizar la eficacia, la tolerabilidad y el correcto funcionamiento, la aplicación debe realizarse con el máximo cuidado. Cualquier cambio en la estructura o ajuste del producto debe ser prescrito por un médico y realizado por un técnico ortopédico. En personas hipersensibles, el contacto directo con la piel puede provocar enrojecimiento o irritación. Si se produce dolor, inflamación, hinchazón o cualquier otra reacción anormal, póngase en contacto con su médico de inmediato.



El producto sanitario está diseñado únicamente como apoyo para la deambulaci3n humana. Se desaconseja el uso del producto en cualquier otra circunstancia (por ejemplo, en coche, moto, bicicleta, agua, etc.). Cualquier da1o que se produzca como consecuencia de un uso inadecuado es responsabilidad del cliente.

El producto consta de un cintur3n, dos musleras y dos tensores que, acoplados a la gu1a dentada, unen estas partes. El producto se fabrica en 5 tama1os (XS, S, M, L, XL).

### Producto sanitario de Clase I.

## DATOS T1CNICOS

Materiales que componen el cintur3n y el mecanismo:

- Hilado Air Shell 100% PL
- AL
- FE 10B21
- Cordura® 40% CL y 60% PA
- Filamento de nailon 618
- PVC 82% - PES 18%
- Elastano 10% - Poli3ster 90%
- Lat3n con acabado roto niquelado
- Poli3ster 70% - Spandex 30%
- POM
- 100% polipropileno
- Poliamida/resina de poliuretano
- 87% PA - 13% acr1lico
- Nailon 37% - Poli3ster 33% - Caucho y silicona 30%
- Hebillas NY6 (Polimid B AV Natural HF)
- Vell3n adhesivo 100% PA
- Resina resistente FLTOTL05 / PA12
- RPU 70 resistente

Las musleras:

- Hilado Air Shell 100% PL
- Cordura® 40% CL y 60% PA
- Acr1lico (LOCTITE 243)
- Acero galvanizado
- Manguitos de aleaci3n de aluminio
- Poliamida/resina de poliuretano
- 87% PA - 13% acr1lico
- Nailon 37% - Poli3ster 33% - Caucho y silicona 30%
- Aluminio (n1quel) y pl1stico
- Poli3ster 75% - Caucho 25%
- PVC 82% - PES 18%
- Acero inoxidable
- Vell3n adhesivo 100% PA
- Poli3ster 70% - Spandex 30%
- Resina resistente FLTOTL05 / PA12
- RPU 70 resistente
- PTFE
- Dyneema® SK78 - H.T. Poli3ster

Caracter1sticas: Bandas para adaptar el producto a las diferentes morfolog1as humanas.

## USO PREVISTO Y USO NO PREVISTO DEL PRODUCTO

### Campo de aplicación y uso previsto

El producto sanitario debe utilizarse exclusivamente como:

- Facilitador de la marcha para personas mayores y personas con ralentización motriz causada por enfermedades discapacitantes y/o condiciones de salud
- Dispositivo para mejorar la postura incorrecta o patológica



### NOTA

*EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE LOS ACCIDENTES O DAÑOS DERIVADOS DE UN USO NO PREVISTO DEL PRODUCTO. CUALQUIER USO NO PREVISTO DEL PRODUCTO SANITARIO INVALIDARÁ ADEMÁS LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA.*

---

### Uso no previsto

No se ha previsto ningún otro uso que el descrito en el apartado "**CAMPO DE APLICACIÓN Y USO PREVISTO**". También está terminantemente prohibido:

- La utilización del producto sanitario por personas que no hayan leído el manual
- Uso por parte de los niños.
- Uso por parte de las mujeres embarazadas.
- El producto sanitario no debe llevarse en contacto directo con la piel.

Para la utilización por personas que sufren patologías graves, como tumores del aparato locomotor, patologías neuromusculares, patologías de la columna vertebral, hernias, etc., se recomienda una prescripción médica.

### Límites del producto sanitario

- El producto sanitario no puede tratar las deformidades graves de la columna vertebral (dismorfismos) y otros dismorfismos (sólo puede reducir los resultados).
- El producto sanitario puede utilizarse durante mucho tiempo, es decir, hasta que muestre signos de rotura o daños que comprometan su estructura, seguridad y función. En este caso y en caso de duda se recomienda consultar inmediatamente al vendedor.
- El producto sanitario puede alcanzar su máxima eficacia después de un período gradual de uso en función del estado psicofísico del usuario.

### RIESGOS RESIDUALES

Durante la fase de diseño, el fabricante Moveo S.r.l. ha realizado un profundo análisis de riesgos del producto. Este análisis ha revelado riesgos que no pueden ser eliminados debido a su naturaleza. Por lo tanto, estos riesgos se han examinado individualmente y el presente manual hace hincapié en cómo evitarlos. Por lo tanto, es importante que cualquier usuario que tenga que utilizar y mantener el producto haya leído previamente el manual.



### NOTA

*EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SE CONSIDERARÁ RESPONSABLE DE LOS ACCIDENTES O LOS DAÑOS DERIVADOS DE UN USO NO PREVISTO DEL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DEL USUARIO.*

---

Especialmente:

- Está terminantemente prohibido modificar de cualquier manera el producto sanitario. Cualquier daño derivado del uso del producto modificado indebidamente por un operador no autorizado, exime al fabricante de toda responsabilidad.
- Guarde este manual en un lugar seguro. Es necesario para el uso correcto y seguro de la órtesis de cadera.
- Si la estructura del aparato tiene bordes o esquinas afiladas como resultado de un impacto accidental, como una caída, que lo haga o parezca inseguro, póngase en contacto con su agente de servicio autorizado y siga sus instrucciones.

### **Efectos secundarios**

En la fase de análisis y pruebas no han surgido efectos secundarios adversos asociados al uso del producto sanitario. Pueden producirse decúbitos, enrojecimientos, parestesias u hormigueos si el producto sanitario se utiliza de forma incorrecta.

### **Contraindicaciones**

- El tiempo de uso del producto sanitario debe ser proporcional al estado psicofísico del usuario.
- El producto sanitario puede causar dolor y/o fatiga muscular si no se utiliza de acuerdo con las indicaciones en "Límites de los productos sanitarios".
- Las bandas elásticas, como tales, pueden causar dolor o lesiones si se estiran y luego se sueltan. Por lo tanto, deben aplicarse y manipularse con cuidado para evitar que se suelten de forma incontrolada (como ocurre con cualquier banda elástica).
- El producto sanitario no debe utilizarse para nada de lo que figura en "uso no previsto del producto sanitario".

### **MANIPULACIÓN**

Al recibirlo, compruebe la integridad del producto sanitario y de sus piezas. Si encuentra algún daño, falta, deformación o rastros de impactos debido al transporte, informe al fabricante antes de proceder con los siguientes pasos. El producto sanitario debe manipularse siempre con cuidado para evitar cualquier daño que pueda hacerlo inutilizable y peligroso. Se puede manipular manualmente sin ningún problema.

### **Procedimiento de notificación de daños**

En caso de encontrar daños, detenga el proceso de montaje e informe de la naturaleza de los daños encontrados al servicio de atención al cliente de Moveo s.r.l.

## USO


### Conservación

- Guarde la órtesis de cadera en interiores, lejos de los agentes atmosféricos y de los chorros de vapor.
- Guarde la órtesis de cadera lejos del calor, las llamas y la luz solar directa.
- Guarde el tensor de las musleras en su carcasa protectora
- Se recomienda guardar el producto en una caja y/o cajón.

### Uso

- 1 Coloque el cinturón a la altura de las crestas ilíacas anteriores (ASIS).
- 2 Apriete el velcro del cinturón con cuidado, manteniendo las hebillas deslizantes (A) a la altura de las ASIS.
- 3 Cierre las hebillas a presión (B) y apriete las bandas de tela (C), apretando el cinturón en la pelvis y evitando una compresión excesiva.
- 4 Una vez cerrado el cinturón, compruebe que las hebillas deslizantes (A) están alineadas por encima de las ASIS
- 5 Alinee el extremo trasero del cinturón con la columna vertebral
- 6-7 Una vez colocadas las hebillas deslizantes (A), asegure la banda con la hebilla de presión (D) en el lado del cinturón
- 8 Enganche el tensor de las musleras (E) en la guía dentada del cinturón (F). Coloque las musleras cerca de la rótula.
- 9 Fije las musleras empezando por las dos alas de tela más internas (G) apretándolas con cuidado. Fije las musleras a la parte blanda del velcro (H)
- 10 Tire y enganche la banda elástica de cobertura (K) en la parte blanda del velcro (H)
- 11-12 Ajuste la tensión del mecanismo (L) levantando la lengüeta metálica del tensor (E) 90 grados hasta oír el “clic”.





**Atención:**

- El producto sanitario debe llevarse sobre la ropa
- Los pantalones con remaches y/o botones en relieve pueden dañar el cinturón
- Evite tensar en exceso el mecanismo (L), ya que puede causar molestias
- Para aflojar o liberar el mecanismo (L) presione el botón central del tensor (E) y empújelo hacia abajo como se muestra en el siguiente diagrama




**Precauciones**

El uso incorrecto puede provocar daños en el producto.

**Posicionamiento anterior y posterior del cinturón**

El cinturón debe colocarse a la altura correcta, como se indica en la sección "USO" del manual. A continuación se ilustra la colocación correcta e incorrecta.



### Tensión excesiva en el mecanismo


Una tensión excesiva en el mecanismo provoca irregularidades en la alineación del cinturón, como se muestra en las figuras siguientes. Si el producto se ve así, reduzca la tensión del mecanismo.



### Inserción del tensor en la guía dentada


Inserte el tensor en la guía dentada como se muestra en las figuras, sujetándolo lateralmente.

No aplaste el tensor de muelle, ya que una vez insertado puede bloquear el deslizamiento y dañar el mecanismo.



### Alineación de la muslera

Asegúrese siempre de haber alineado correctamente la muslera al cinturón, tal como se muestra en las figuras. La desalineación puede provocar la rotura del cable, lo que imposibilita el uso del producto.



## MANTENIMIENTO




### Seguridad

Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personas que hayan leído previamente el manual.

### Mantenimiento periódico


La órtesis de cadera puede limpiarse periódicamente para eliminar la suciedad y los malos olores. Para limpiarla, retire el mecanismo (L) siguiendo las indicaciones a continuación:

- 1- Retire el tapón de rosca (M) de la parte superior de la muslera (figura 1 - 1A)
- 2- Gire suavemente el tapón de rosca (M) a izquierdas, tal como se muestra en la figura 2, hasta alcanzar la posición 2A
- 3- Retire el elemento elástico y guárdelo en un lugar seguro, teniendo cuidado de no dañar el cable (figura 3)
- 4- Resultado obtenido tras retirar el elemento elástico



5- Tras el lavado, vuelva a enroscar el tapón de rosca (M), teniendo cuidado de introducirlo perfectamente. Introduzca el tapón de rosca (M) en la dirección indicada en la figura 5A

6- Gire a derechas hasta alcanzar la posición indicada en la figura 6A. 7- Resultado final.



## Lavado

Lavar a máquina en un programa delicado en frío después de retirar los componentes elásticos de las musleras como se ha descrito anteriormente. Dejar secar en una rejilla de secado y sin calor. No secar en secadora. No utilizar suavizante ni limpieza en seco. No planchar.

## Mantenimiento extraordinario

Se requiere un mantenimiento extraordinario en caso de rotura por accidentes imprevisibles o por un uso inadecuado del producto sanitario.

Las situaciones que puedan surgir son totalmente imprevisibles y, por tanto, no es posible describir los procedimientos de intervención adecuados.

Si es necesario, consulte al servicio técnico de Moveo S.r.l. para recibir las instrucciones adecuadas a la situación.

**Los trabajos extraordinarios deben ser realizados en cualquier caso por personal especializado y autorizado, de lo contrario la garantía quedará invalidada.**

## Eliminación

La posibilidad de reutilizar ciertas partes del producto sanitario está bajo la total responsabilidad del usuario. Los materiales de construcción del producto sanitario no requieren procedimientos especiales de eliminación. Consulte la normativa local para la eliminación de los residuos no clasificados. Retire las piezas de plástico y metal del producto sanitario y póngalas en el contenedor de residuos correspondiente.

No disperse ni abandone el producto en el medio ambiente por ningún motivo.

---

## NOTA



*EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA EN MODO ALGUNO DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL PRODUCTO SI ÉSTE NO SE UTILIZA COMPLETO Y PARA LOS FINES Y EN LA FORMA ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL.*

*EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA EN NINGÚN CASO DE LOS DAÑOS A PERSONAS O BIENES DERIVADOS DE LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS USADAS DEL PRODUCTO TRAS SU ELIMINACIÓN.*

---

# CE Declaración de conformidad

El abajo firmante Fausto Antonio Panizzolo

Como representante legal de la empresa Moveo S.r.l.

con domicilio social en: Via Monsignor Fortin 37/38, 35128, Padua, Italia

Número de IVA 05236760285

## Declara

que el producto: órtesis de cadera

Modelo y código: ExoBand

Clase de producto sanitario: I

Fecha de fabricación: Enero de 2022

Número de lote: \_\_\_\_\_

Se ha fabricado de acuerdo con las siguientes directrices y normas:

- Reglamento (UE) n.º 745/2017 Reglamento sobre productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo
- Norma IEC 61882:2016 Método de análisis de riesgos según el método HAZOP
- EN 980:2009 Símbolos gráficos utilizados para el etiquetado de productos sanitarios
- EN ISO 15223-1:2012 Símbolos para uso en etiquetas de productos sanitarios, etiquetado e información que debe proporcionarse - Parte 1: Requisitos generales
- EN 1041:2009 Información suministrada por el fabricante con los productos sanitarios
- EN 14971:2012 Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios
- Dir. 93/42/CEE, D.L. 24/02/97 n.º 46, D.L. 25/02/1998 n.º 95 Directiva del Consejo relativa a los productos sanitarios - Aplicación de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. Modificaciones del Decreto Legislativo 24/02/97 n.º 46 (que coexistirá con el nuevo Reglamento hasta 2020)
- Dir. 2007/47/CEE D.L. 25/01/2010 n.º 37 Directiva del Consejo relativa a los productos sanitarios Aplicación de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. (que coexistirá con el nuevo Reglamento hasta 2020)
- Directiva 2001/95/CE, también conocida como Directiva sobre la seguridad general de los productos
- Reglamento (UE) n.º 1007/2011 sobre las denominaciones de las fibras textiles y el correspondiente etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles

Y, por tanto, cumple con las directivas y reglamentos aplicables.


Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante.

Lugar: Padua

Fecha: 23/12/2019

Rev. 1

Firma:



Via Lauro, 95 Cadoneghe - Padova, Italia

Consulenti e Periti per: Guardia di Finanza, Tributaria, Autorità Doganali, Carabinieri, Polizia di Stato, Unioncamere, Tribunali.

La correcta constitución del expediente técnico, así como los documentos elaborados por C&C s.a.s., han sido comprobados por el Ing. Renato Carraro.



UDI-DI básico: 805934045EXOBAND0003N