

Moveo S.r.l.

Via Monsignor G. Fortin, 38

35128, Padova, Italia

+39 049 26144 27

P.I. VAT IT 05236760285

info@moveowalks.com

moveowalks.com



Fiche technique ExoBand

DESCRIPTION DU DISPOSITIF MÉDICAL

MISES EN GARDE

Le dispositif médical doit être prescrit et utilisé sous surveillance médicale et appliqué avec la supervision d'un technicien orthopédiste, qui est la figure de référence compétente tant pour l'application que pour les informations concernant la sécurité d'utilisation, conformément aux exigences individuelles. Pour garantir l'efficacité, la tolérance et le bon fonctionnement, l'application doit être effectuée avec le plus grand soin. Toute modification de la structure ou du réglage du dispositif doit être prescrite par un médecin et réalisée par un technicien orthopédiste. Chez les personnes hypersensibles, le contact direct avec la peau peut provoquer des rougeurs ou des irritations. En cas de douleur, de gonflement, d'enflure ou de toute autre réaction anormale, consultez immédiatement votre médecin.



Il dispositivo medico è progettato esclusivamente per supportare la deambulazione umana. Qualsiasi suo uso in ogni altra circostanza è assolutamente sconsigliato (come ad esempio andare in automobile, in moto, in bicicletta, in acqua, etc..). Eventuali danni emersi in seguito ad un uso improprio sono da imputarsi a carico del cliente.

Il dispositivo è composto da una cintura, due cosciali e due tensionatori che, accoppiati alla guida dentata, uniscono queste parti. Il dispositivo è prodotto in 4 taglie (XS, S, M, L) intercambiabili.

Dispositif médical de classe I

UTILISATION PRÉVUE ET UTILISATION NON PRÉVUE DU DISPOSITIF

Domaine d'application et utilisation prévue

Le dispositif médical est destiné à être utilisé exclusivement comme :

- Appareil pour faciliter la marche des personnes âgées et des personnes souffrant de déficiences motrices causées par des maladies et/ou des problèmes de santé invalidants.
- Appareil pour améliorer la posture incorrecte ou pathologique

Utilisation non prévue

Aucune utilisation autre que celle décrite dans le paragraphe " **DOMAINE D'APPLICATION ET UTILISATION PRÉVUE** ". En outre, les conditions suivantes sont strictement interdites :

- Utilisation du dispositif médical par des personnes qui n'ont pas lu le manuel.
- Utilisation par les femmes enceintes.
- Le dispositif médical ne doit pas être porté en contact direct avec la peau.

Limites du dispositif médical

- Le dispositif médical ne peut pas traiter les déformations graves de la colonne vertébrale (dysmorphismes) et les autres dysmorphismes (il ne peut que réduire les conséquences).
- Le dispositif médical peut être utilisé pendant une longue période, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il présente des signes de déchirure ou de dommage qui compromettraient sa structure, sa sécurité et sa fonction. Dans ce cas et en cas de doute, il est recommandé de consulter immédiatement le vendeur.
- Le dispositif médical peut atteindre son efficacité maximale après une période d'utilisation progressive en fonction des conditions psychophysiques de l'utilisateur.

Lavage



Lavez en machine sur un programme froid et délicat après avoir retiré les éléments élastiques des cuissards comme décrit ci-dessus. Laissez sécher sur une grille de séchage et sans chaleur. Ne pas sécher en machine. Ne pas utiliser d'adoucissant ni de nettoyage à sec. Ne pas repasser.

UDI-DI DE BASE: 805934045EXOBAND0003N

CODE EMDN: Y061215

DESCRIPTION DE L'EMDN: ORTHÈSES DE HANCHE (Y COMPRIS ORTHÈSES D'ABDUCTION)

CODE REF: EXOBAND

CODE GMDN: 36228 (HIP ORTHOSIS)