

Moveo S.r.l.

Via Monsignor G. Fortin, 38

35128, Padova, Italia

+39 049 26144 27

P.I. VAT IT 05236760285

info@moveowalks.com

moveowalks.com



Scheda tecnica ExoBand

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO

AVVERTENZE

Il dispositivo medico deve essere prescritto e utilizzato sotto controllo medico. Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.



Il dispositivo medico è progettato esclusivamente per supportare la deambulazione umana. Qualsiasi suo uso in ogni altra circostanza è assolutamente sconsigliato (come ad esempio andare in automobile, in moto, in bicicletta, in acqua, etc..). Eventuali danni emersi in seguito ad un uso improprio sono da imputarsi a carico del cliente.

Il dispositivo è composto da una cintura, due cosciali e due tensionatori che, accoppiati alla guida dentata, uniscono queste parti. Il dispositivo è prodotto in 4 taglie (XS, S, M, L) intercambiabili.

Dispositivo medico di Classe I.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Campo di applicazione ed uso previsto

Il dispositivo medico va utilizzato esclusivamente come:

- Facilitatore del cammino per anziani e persone con rallentamenti motori causati da patologie e/o condizioni di salute disabilitanti
- Miglioramento di una postura scorretta o patologica

Uso non previsto

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo "CAMPO DI APPLICAZIONE ED USO PREVISTO". È inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo del dispositivo medico da parte di soggetti che non hanno letto il manuale
- Per l'utilizzo da parte di soggetti afflitti da patologie gravi quali tumori apparato locomotore, patologie neuromuscolari, patologie colonna vertebrale, ernie, etc. si consiglia la prescrizione medica.
- L'utilizzo da parte di donne in stato in gravidanza.
- Il dispositivo medico non va indossato a diretto contatto della cute.

Limiti del dispositivo medico

- Il dispositivo medico non è in grado di curare deformazioni gravi a livello della colonna vertebrale (dismorfismi) ed altri dismorfismi (può solo ridurre gli esiti)
- Il dispositivo medico può essere utilizzato per molto tempo, ovvero fino a quando non presenta segni di lacerazioni o danneggiamenti tali da comprometterne la struttura, la sicurezza ed il funzionamento. In tal caso ed in caso di dubbi si raccomanda di consultare immediatamente il venditore.
- Il dispositivo medico può raggiungere la sua massima efficienza dopo un graduale periodo di utilizzo in base alle condizioni psicofisiche dell'utilizzatore.

Lavaggio



Lavaggio in lavatrice programma delicato a freddo dopo aver rimosso i componenti elastici dai cosciali. Lasciarlo asciugare appeso ad uno stendino e senza sottoporlo a fonti di calore. Non metterlo in asciugatrice.

Non usare ammorbidente o lavaggio a secco. Non stirare.

UDI-DI DI BASE: 805934045EXOBAND0003N

CODICE EMDN: Y061215

DESCRIZIONE EMDN: ORTESI PER ANCA (INCLUDE LE ORTESI PER ABDUZIONE)

CODICE REF: EXOBAND

CODICE GMDN: 36228 (HIP ORTHOSIS)