

# Moveo S.r.l.

Via Monsignor G. Fortin, 38

35128, Padova, Italia

+39 049 26144 27

P.I. VAT IT 05236760285

info@moveowalks.com

[moveowalks.com](http://moveowalks.com)



## Scheda tecnica ExoBand

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Qualsiasi eventuale modifica di struttura del dispositivo deve essere consigliata da personale qualificato. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.



Il dispositivo medico è progettato esclusivamente per supportare la deambulazione umana. Qualsiasi suo uso in ogni altra circostanza è assolutamente sconsigliato (come ad esempio andare in automobile, in moto, in bicicletta, in acqua, etc..). Eventuali danni emersi in seguito ad un uso improprio sono da imputarsi a carico del cliente. Il dispositivo è composto da una cintura, due cosciali e due tensionatori che, accoppiati alla guida dentata, uniscono queste parti. Il dispositivo è prodotto in 5 taglie (XS, S, M, L, XL) intercambiabili.

**Dispositivo medico di Classe I.**

## USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

### Campo di applicazione ed uso previsto

- Ortesi d'anca per il sostegno e il miglioramento della deambulazione in soggetti con disabilità motorie causate da malattie e condizioni di salute invalidanti, tra cui patologie neurologiche (ad esempio morbo di Parkinson, sclerosi multipla, malattie neuromuscolari, malattie cerebrovascolari, esiti di trauma del sistema nervoso centrale, paralisi cerebrale infantile) o ortopediche.
- Ortesi d'anca per facilitare il cammino in soggetti con rallentamenti motori causati da patologie e/o condizioni di salute disabilitanti
- Ortesi d'anca per il miglioramento di una postura scorretta o patologica

### Uso non previsto

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo "CAMPO DI APPLICAZIONE ED USO PREVISTO" del manuale. Per l'utilizzo da parte di soggetti afflitti da patologie gravi quali tumori apparato locomotore, patologie neuromuscolari, patologie colonna vertebrale, ernie, etc. si consiglia una valutazione medica.

È inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo da parte di soggetti che non hanno letto il manuale
- L'utilizzo da parte di donne in stato in gravidanza.

### Limiti del dispositivo medico

- Il dispositivo medico non è in grado di curare deformazioni gravi a livello della colonna vertebrale (dismorfismi) ed altri dismorfismi (può solo ridurre gli esiti)
- Il dispositivo medico può essere utilizzato per molto tempo, ovvero fino a quando non presenta segni di lacerazioni o danneggiamenti tali da comprometterne la struttura, la sicurezza ed il funzionamento. In tal caso ed in caso di dubbi si raccomanda di consultare immediatamente il venditore.
- Il dispositivo medico può raggiungere la sua massima efficienza dopo un graduale periodo di utilizzo in base alle condizioni psicofisiche dell'utilizzatore.

### Lavaggio



È possibile effettuare lavaggio a mano, lavaggio in lavatrice o Sanificazione con Spray Disinfettante per tessuti tecnici secondo quanto previsto dal Manuale d'uso al paragrafo "Lavaggio". Non utilizzare candeggina o altri prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il dispositivo. • È vietato l'uso della centrifuga. Controllare regolarmente le condizioni del dispositivo per garantire che non vi siano danni o segni di usura che possano comprometterne la funzionalità. Non stirare. Seguire sempre le istruzioni specifiche del produttore per la manutenzione e la cura del dispositivo.

**UDI-DI DI BASE: 805934045EXOBAND0003N**

**CODICE EMDN: Y061215**

**DESCRIZIONE EMDN: ORTESI PER ANCA (INCLUDE LE ORTESI PER ABDUZIONE)**

**CODICE REF: EXOBAND**

**CODICE GMDN: 36228 (HIP ORTHOSIS)**

